

BOITE DE CRANIOCLASTIE OBSTÉTRICALE

Réf. IBOI124



BOITE DE CRANIOCLASTIE OBSTÉTRICALE

Réf. IBO124

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040081816
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	5,458
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBO124

BOITE DE CRANIOCLASTIE OBSTÉTRICALE**Réf. IBO1124****COMPOSITION**

Code	Libellé	Quantité
IB01100	Basiotribe Tarnier	1
IC35442	Cranioclast Braun, 42 cm	1
IC38130	Crochet Obstétrical Braun, 30 cm	1
AI50201	Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm	1
IP44233	Perforateur Obstétrical Smellie, 33 cm	1