

BOÎTE DE TRÉPANATION

Réf. IBOI226



BOÎTE DE TRÉPANATION



Réf. IBOI226

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040082141

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 5,640

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI226

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE DE TRÉPANATION

Réf. **IBOI226**

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB03515	Burin Faraboeuf, 21 cm x 15 mm	2
IC07414	Ciseaux Mayo, droits, 14 cm -IS, Holtex	1
IC07514	Ciseaux Mayo, courbes, 14 cm -IS	1
IC08518	Ciseaux Metzembaum, courbes, 18 cm -IS, Holtex	1
IC15445	Ciseaux Debakey, 18 cm, coudés à 45°	1
IC15460	Ciseaux Debakey, 18 cm, coudés à 60°	1
IC16603	Curette à Os de Volkman, 17 cm, dia. 3 mm	3
IC19200	Crochet Adson, 20 cm, mousse	1
IC24417	Ciseaux Schmieden, contre-coudés, 17,5 cm	1
IC31133	Conducteur De Martel, 33 cm	1
IC51634	Curette Double Clovis-Vincent, 20cm, 3/4 mm	1
IC51656	Curette Double Clovis-Vincent, 20cm, 5/6 mm	1
ID05403	Manche Bistouri n°3 -IS	1
ID27424	Explorateur de Trillat, 24cm	1
ID28417	Décolle Dure-mère Frazier, 17 cm	1
ID28420	Décolle Dure-mère Sachs, 20 cm	2
IE13421	Ecarteur Beckmann, 4 x4 griffes, 21 cm	1
IG02210	Gouge de Stille, 20 cm x 10 mm	1
AI42188	Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm	1
IM01220	Maillet Collin, dia. 34 mm, 20 cm, 200 g, 2 têtes, inox	1
IP02014	Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm -IS, Holtex	4
IP08313	Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G -IS, Holtex	3
IP10609	Pince à Champs Backhaus, 9 cm -IS	3
IP10612	Pince à Champs Backhaus, 12 cm -IS	3
IP26418	Pince Dissection, S/G, fine, pointue, 18 cm	2
IA06720	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, très courbe	3
IP32320	Pince Bengolée, courbe, S/G, 20 cm	2
IP37616	Pince en T De Martel, 16 cm	4
IP46720	Pince Duval, à crémaillère triangulaire, 20 mm x 22 cm	1
IP48018	Pince Gouge Beyer, double articulation, 18 cm, mors 3,5 mm	1
IP50115	Porte-aiguille Crile-Wood, 15 cm, tungstène	2 3/3
IP77415	Pince Mac Kenzie, pour pose d'agrafes, courbe 15 cm	1

Réf. IBOI226

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IP78100	Perforateur à Main Hudson, 5 fraises, 1 rallonge	1
IR08512	Rugine Merle Aubigné/Ginestet, courbe, 23 cm x 12 mm	1
IS02414	Sonde Cannelée, 14 cm -IS	1
IS15100	Scie Gigli, 50 cm, la dizaine	1
IS15150	Poignée pour scie Gigli, la paire	1
IC41102	Canule Frazier, 18 cm x 2 mm - coudée	1