

PINCE JANSEN EN BAYONETTE 16 CM X 2 MM

Réf. IP36319



PINCE JANSEN EN BAYONETTE 16 CM X 2 MM



Réf. **IP36319**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040160610

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 6,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 18,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 0,5

Poids unitaire (kg) : 0,019

Poids conditionnement (kg) : 0,019

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP36319

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.