

## PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 2 MM

Réf. IP46844



# PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 2 MM

Réf. IP46844

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040026442

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,3

Largeur conditionnement (cm) : 12,3

Longueur unitaire (cm) : 29,2

Longueur conditionnement (cm) : 29,2

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) : 0,7

Poids unitaire (kg) : 0,207

Poids conditionnement (kg) : 0,207

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:16 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP46844