

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 4 MM

Réf. IP46845



PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 130°, TIGE 200 MM X 4 MM



Réf. **IP46845**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040026459

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 15,3

Largeur conditionnement (cm) : 15,3

Longueur unitaire (cm) : 27,2

Longueur conditionnement (cm) : 27,2

Hauteur unitaire (cm) : 1,2

Hauteur conditionnement (cm) : 1,2

Poids unitaire (kg) : 0,223

Poids conditionnement (kg) : 0,223

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46845

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.