

PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 90°, TIGE 180 MM X 2 MM

Réf. IP46850



PINCE FERRIS-SMITH KERRISSON, COUPE HAUT 90°, TIGE 180 MM X 2 MM



Réf. **IP46850**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040026503

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 18,0

Largeur conditionnement (cm) : 18,0

Longueur unitaire (cm) : 29,5

Longueur conditionnement (cm) : 29,5

Hauteur unitaire (cm) : 0,6

Hauteur conditionnement (cm) : 0,6

Poids unitaire (kg) : 0,200

Poids conditionnement (kg) : 0,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46850

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.