

ECARTEUR BECKMANN, 4 X 4 GRIFFES, 30 CM

Réf. IE13430



ECARTEUR BECKMANN, 4 X 4 GRIFFES, 30 CM



Réf. IE13430

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040016641
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	12,7	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	30,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,220	Poids conditionnement (kg) :	0,220
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



19/05/2022 21:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE13430