


ECARTEUR COLLIN/POZZI, 3 VALVES

Réf. IE14320



ECARTEUR COLLIN/POZZI, 3 VALVES

Réf. IE14320

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040016757
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	25,8	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	33,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	12,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,650	Poids conditionnement (kg) :	0,650
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/11/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE14320