


ECARTEUR RICHARDSON, 25 CM, 44 X 38 MM

Réf. IE14438



ECARTEUR RICHARDSON, 25 CM, 44 X 38 MM



Réf. IE14438

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040016764

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 25,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 3,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,099

Poids conditionnement (kg) : 0,104

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE14438

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.