

POIDS POUR SPÉCULUM DE SCHERBACK - 400 G

Réf. IP05400



POIDS POUR SPÉCULUM DE SCHERBACK - 400 G

Réf. IP05400

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040121321

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 9,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 18,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,0

Poids unitaire (kg) : 0,077

Poids conditionnement (kg) : 0,077

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP05400