

## PORTE-AIGUILLE DE MASSON, 27 CM

Réf. IP28427



## PORTE-AIGUILLE DE MASSON, 27 CM



Réf. IP28427

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040024691

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

#### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,102

Poids conditionnement (kg) : 0,102

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



24/10/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP28427

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.