

PORTE AIGUILLE DE MASSON MORS TUGSTÈNE 25 CM

Réf. IP28428



PORTE AIGUILLE DE MASSON MORS TUGSTÈNE 25 CM



Réf. IP28428

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040106267

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 8,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 25,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 1,0

Poids unitaire (kg) : 0,007

Poids conditionnement (kg) : 0,007

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 17:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP28428

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.