


## LAME POUR PINCE COUPE-BAGUE, DIA. 30 MM

Réf. IP05421



# LAME POUR PINCE COUPE-BAGUE, DIA. 30 MM



Réf. IP05421

Destinée à couper facilement les métaux utilisés dans la création de bague (or, argent, etc)

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	(Sans)	
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040021942
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	18,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	6,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,007	Poids conditionnement (kg) :	0,020
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 17:00 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP05421

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.