

## ECARTEUR DE AVER, 38 MM

Réf. IE15438



## ECARTEUR DE AVER, 38 MM



Réf. IE15438

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040016801

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 30,8

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 4,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,027

Poids conditionnement (kg) : 0,264

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



15/11/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE15438

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.