


ECARTEUR DE AVER, 75 MM

Réf. IE15475



ECARTEUR DE AVER, 75 MM



Réf. IE15475

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040016825

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 31,1

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 7,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,452

Poids conditionnement (kg) : 0,452

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE15475

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.