

PINCE À MÉNISQUE DE BIRCHER-GANSKE DROITE 20,5 CM

Réf. IP46930



PINCE À MÉNISQUE DE BIRCHER-GANSKE DROITE 20,5 CM

Réf. IP46930

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040043913

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,300

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46930