

ECARTEUR DE FINOCHIETTO, 20 CM - 3X2 VALVES

Réf. IE16411



ECARTEUR DE FINOCHIETTO, 20 CM - 3X2 VALVES



Réf. IE16411

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040084817

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 15,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 25,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,090

Poids conditionnement (kg) : 1,090

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE16411

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.