

PINCE MICRO HALSTEAD, 10 CM, DROITE, S/G

Réf. IP08210



 Holtex



PINCE MICRO HALSTEAD, 10 CM, DROITE, S/G



Réf. IP08210

Utilisée lors des interventions chirurgicales (arrêter une hémorragie, tenir une compresse, etc)

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040022468

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 23,0

Longueur unitaire (cm) : 10,0

Longueur conditionnement (cm) : 9,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,021

Poids conditionnement (kg) : 0,025

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP08210

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.