

PINCE GOUGE BEYER, DOUBLE ARTICULATION, 18 CM, MORS 3,5 MM

Réf. IP48018



PINCE GOUGE BEYER, DOUBLE ARTICULATION, 18 CM, MORS 3,5 MM



Réf. **IP48018**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040027005

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 18,7

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,146

Poids conditionnement (kg) : 0,146

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



14/06/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP48018

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.