

PINCE GOUGE LUER, SIMPLE ARTICULATION, DROITE, 20 CM, MORS 10 MM

Réf. IP48020



PINCE GOUGE LUER, SIMPLE ARTICULATION, DROITE, 20 CM, MORS 10 MM



Réf. **IP48020**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040027029

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,245

Poids conditionnement (kg) : 0,245

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP48020

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.