

## PORTE-AIGUILLE DE FINOCHIETTO 13 CM, DROIT, MORS TUNGSTÈNE

Réf. IP39412



# PORTE-AIGUILLE DE FINOCHIETTO 13 CM, DROIT, MORS TUNGSTÈNE

Réf. IP39412

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040086507

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 17:19 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP39412