

OSTÉOTOME USUEL, 3 MM, DOUBLE TRANCHANT

Réf. IO09103



OSTÉOTOME USUEL, 3 MM, DOUBLE TRANCHANT



Réf. IO09103

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040021041

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 17,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,032

Poids conditionnement (kg) : 0,032

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IO09103

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.