

PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 16 CM

Réf. IP49016



PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 16 CM

Réf. IP49016

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040138305
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	9,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	22,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	1,0
Poids unitaire (kg) :	0,070	Poids conditionnement (kg) :	0,070
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP49016

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.