

## PORTE-LAME DE TROUTMAN, DROIT, 9 CM

Réf. IP34100



# PORTE-LAME DE TROUTMAN, DROIT, 9 CM



Réf. **IP34100**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040025032

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 12,4

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 3,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,015

Poids conditionnement (kg) : 0,015

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:00 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP34100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.