

PINCE À ECHARDES FEICHENFELD, 10 CM

Réf. IP41410



PINCE À ECHARDES FEICHENFELD, 10 CM



Réf. IP41410

Utilisée lors des interventions chirurgicales ou des soins. Partie large pour faciliter la prise en main.

Longueur de la pointe : 1 cm

Longueur de la pointe plus début de manche (triangle) : 1,5 cm

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040025377

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,3

Largeur conditionnement (cm) : 18,0

Longueur unitaire (cm) : 10,0

Longueur conditionnement (cm) : 6,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,1

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,018

Poids conditionnement (kg) : 0,030

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP41410

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.