

PINCE KERISSON, À DACRYORHINOSTOMIE, MORS DE 4 MM

Réf. IP46842



PINCE KERISSON, À DACRYORHINOSTOMIE, MORS DE 4 MM



Réf. **IP46842**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040026428
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,4	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	16,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,168	Poids conditionnement (kg) :	0,168
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:00 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP46842

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.