

## PINCE FOERSTER, STRIÉE, 24 CM, DROITE, MORS LISSES

Réf. IP43425



# PINCE FOERSTER, STRIÉE, 24 CM, DROITE, MORS LISSES



Réf. **IP43425**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040086620

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 26,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,050

Poids conditionnement (kg) : 0,050

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP43425

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.