

PEIGNE DE JOST À AMYGDALÉ 18 CM

Réf. IP44140



PEIGNE DE JOST À AMYGDALÉ 18 CM

Réf. IP44140

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040116181
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 0,032
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP44140