

PERFORATEUR INITIAL, 26 CM X 8 MM, POINTE CARRÉE

Réf. IP44308



PERFORATEUR INITIAL, 26 CM X 8 MM, POINTE CARRÉE



Réf. **IP44308**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040025544

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,7

Largeur conditionnement (cm) : 8,7

Longueur unitaire (cm) : 26,5

Longueur conditionnement (cm) : 26,5

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) : 0,4

Poids unitaire (kg) : 0,072

Poids conditionnement (kg) : 0,072

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP44308

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.