

PASSE-FIL DE DANIS - MOYEN

Réf. IP44530



PASSE-FIL DE DANIS - MOYEN

Réf. IP44530

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe	Ir
Marquage :	CE	Code barres :	3661040025599
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	5,2	Largeur conditionnement (cm) :	5,2
Longueur unitaire (cm) :	18,4	Longueur conditionnement (cm) :	18,4
Hauteur unitaire (cm) :	1,2	Hauteur conditionnement (cm) :	1,2
Poids unitaire (kg) :	0,061	Poids conditionnement (kg) :	0,061
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP44530