

## PASSE-FIL DE DEMEL, 230 MM

Réf. IP44537



## PASSE-FIL DE DEMEL, 230 MM

Réf. IP44537

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040044293
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	10,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	31,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	1,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,148
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP44537