

PINCE À BIOPSIE UTÉRINE DE BERGER, COUPE RONDE, 20 CM X 5 MM

Réf. IP44720



PINCE À BIOPSIE UTÉRINE DE BERGER, COUPE RONDE, 20 CM X 5 MM



Réf. **IP44720**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040025650

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 27,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,085

Poids conditionnement (kg) : 0,085

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP44720

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.