

## PINCE COUPANTE LISTON, SIMPLE ARTICULATION, DROITE, 14 CM

Réf. IP45614



# PINCE COUPANTE LISTON, SIMPLE ARTICULATION, DROITE, 14 CM

Réf. IP45614

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040025834

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 13,7

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,110

Poids conditionnement (kg) : 0,120

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:12 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP45614