

PINCE PORTE-LIGATURE MILLIN, 24 CM

Réf. IP45624



PINCE PORTE-LIGATURE MILLIN, 24 CM



Réf. IP45624

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040025919

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 25,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,082

Poids conditionnement (kg) : 0,082

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP45624