

PINCE COUPANTE LISTON, 4 ARTICULATIONS, DROITE, 17 CM

Réf. IP45819



PINCE COUPANTE LISTON, 4 ARTICULATIONS, DROITE, 17 CM



Réf. **IP45819**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040086705

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 1,8

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,180

Poids conditionnement (kg) : 0,180

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP45819

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.