

ECARTEUR À GENOUX DE SMILLIE-TRILLAT, COUDÉ, COURT

Réf. IE10300



ECARTEUR À GENOUX DE SMILLIE-TRILLAT, COUDÉ, COURT



Réf. IE10300

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040016504

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,074

Poids conditionnement (kg) : 0,074

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



23/11/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE10300

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.