

ECARTEUR DAUTREY, PETIT MODÈLE

Réf. IE98431



ECARTEUR DAUTREY, PETIT MODÈLE



Réf. IE98431

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040018003
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	6,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	14,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,4	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,053	Poids conditionnement (kg) :	0,053
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)

30/03/2022 16:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE98431

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.