


ELÉVATEUR APICAL, N°4

Réf. IDELAPI4



ELÉVATEUR APICAL, N°4



Réf. IDELAPI4

Elévateurs

Plusieurs modèles existent :

- Elévateurs Apical n°1, 2, 3 et 4.
- Elévateurs Bein n°1, 2 et 3.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040015316
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,7	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	17,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,058	Poids conditionnement (kg) :	0,058
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDELAPI4

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.