

INSTRUMENT À MODELER THOMAS, N°3

Réf. IDINTH03



INSTRUMENT À MODELER THOMAS, N°3



Réf. IDINTH03

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040015712
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,0	Largeur conditionnement (cm) :	1,0
Longueur unitaire (cm) :	18,0	Longueur conditionnement (cm) :	18,0
Hauteur unitaire (cm) :	0,8	Hauteur conditionnement (cm) :	0,8
Poids unitaire (kg) :	0,028	Poids conditionnement (kg) :	0,028
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDINTH03

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.