


INSTRUMENT À MODELER THOMAS, N°4

Réf. IDINTH04



INSTRUMENT À MODELER THOMAS, N°4



Réf. IDINTH04

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040015729
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,9	Largeur conditionnement (cm) :	0,9
Longueur unitaire (cm) :	16,8	Longueur conditionnement (cm) :	16,8
Hauteur unitaire (cm) :	0,8	Hauteur conditionnement (cm) :	0,8
Poids unitaire (kg) :	0,025	Poids conditionnement (kg) :	0,025
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDINTH04

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.