

## PORTE-AMALGAME, SIMPLE, DIA.1,4 MM

Réf. IDPAS114



## PORTE-AMALGAME, SIMPLE, DIA.1,4 MM



Réf. IDPASI14

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040015798

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,0

Largeur conditionnement (cm) : 2,0

Longueur unitaire (cm) : 15,8

Longueur conditionnement (cm) : 15,8

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) : 1,0

Poids unitaire (kg) : 0,052

Poids conditionnement (kg) : 0,052

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IDPASI14

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.