

PORTE-AMALGAME, SIMPLE, DIA.2 MM

Réf. IDPASI20



PORTE-AMALGAME, SIMPLE, DIA.2 MM



Réf. IDPASI20

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040015804

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,3

Largeur conditionnement (cm) : 2,3

Longueur unitaire (cm) : 15,7

Longueur conditionnement (cm) : 15,7

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) : 0,7

Poids unitaire (kg) : 0,051

Poids conditionnement (kg) : 0,051

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDPASI20

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.