

PORTE-AMALGAME, SIMPLE, DIA. 2,5 MM

Réf. IDPASI25



PORTE-AMALGAME, SIMPLE, DIA. 2,5 MM

Réf. IDPASI25

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040015811

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,0

Largeur conditionnement (cm) : 2,0

Longueur unitaire (cm) : 15,5

Longueur conditionnement (cm) : 15,5

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) : 1,0

Poids unitaire (kg) : 0,051

Poids conditionnement (kg) : 0,051

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDPASI25