

PORTE-EMPREINTES, NON PERFORÉS, BAS ET HAUT, SET DE 6 PIÈCES

Réf. IDPEMHA



PORTE-EMPREINTES, NON PERFORÉS, BAS ET HAUT, SET DE 6 PIÈCES

Réf. IDPEMHA

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040015828

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,5

Largeur conditionnement (cm) : 0,5

Longueur unitaire (cm) : 9,7

Longueur conditionnement (cm) : 9,7

Hauteur unitaire (cm) : 1,8

Hauteur conditionnement (cm) : 1,8

Poids unitaire (kg) : 0,265

Poids conditionnement (kg) : 0,290

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDPEMHA

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.