

PORTE-EMPREINTES, PERFORÉS, BAS ET HAUT, SET DE 6 PIÈCES

Réf. IDPEMPB



PORTE-EMPREINTES, PERFORÉS, BAS ET HAUT, SET DE 6 PIÈCES

Réf. **IDPEMPB**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040015835

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,0

Largeur conditionnement (cm) : 7,0

Longueur unitaire (cm) : 11,7

Longueur conditionnement (cm) : 11,7

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : 0,261

Poids conditionnement (kg) : 0,261

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDPEMPB