


PINCE POUR PAPIER À ARTICULER MILLER, 15 CM

Réf. IDPIMIL1



PINCE POUR PAPIER À ARTICULER MILLER, 15 CM



Réf. IDPIMIL1

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040015859
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	5,5	Largeur conditionnement (cm) :	5,5
Longueur unitaire (cm) :	15,5	Longueur conditionnement (cm) :	15,5
Hauteur unitaire (cm) :	1,0	Hauteur conditionnement (cm) :	1,0
Poids unitaire (kg) :	0,031	Poids conditionnement (kg) :	0,031
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDPIMIL1

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.