

## PINCE AUTOFERMANTE LONDON COLLEGE, 15 CM

Réf. IDPINLC1



## PINCE AUTOFERMANTE LONDON COLLEGE, 15 CM

Réf. IDPINLC1

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040015866

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,6

Largeur conditionnement (cm) : 7,6

Longueur unitaire (cm) : 20,0

Longueur conditionnement (cm) : 20,0

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) : 0,5

Poids unitaire (kg) : 0,023

Poids conditionnement (kg) : 0,023

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IDPINLC1