

SERINGUE À CARTOUCHE, CHARGEMENT LATÉRAL, AVEC ASPIRATION 1,8 CC

Réf. IDSECAL1



SERINGUE À CARTOUCHE, CHARGEMENT LATÉRAL, AVEC ASPIRATION 1,8 CC

Réf. IDSECAL1

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040015934

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,2

Largeur conditionnement (cm) : 5,2

Longueur unitaire (cm) : 15,0

Longueur conditionnement (cm) : 15,0

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : 0,084

Poids conditionnement (kg) : 0,084

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDSECAL1