

## SERINGUE À CARTOUCHE, CHARGEMENT LATÉRAL, AVEC ASPIRATION 2,2 CC

Réf. IDSECAL2



# SERINGUE À CARTOUCHE, CHARGEMENT LATÉRAL, AVEC ASPIRATION 2,2 CC

Réf. IDSECAL2

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040015941

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,9

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,088

Poids conditionnement (kg) : 0,088

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:37 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IDSECAL2