

## SONDE RHEIN N°8

Réf. IDSOND08



Exemples de SONDES RHEIN – Holtex  
Réf. IDSOND01, IDSOND19, IDSOND23  
Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17



# SONDE RHEIN N°8



Réf. **IDSOND08**

Sondes Rhein  
9 modèles différents sont disponibles, nous consulter

| CARACTERISTIQUES                     |           |                                 |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical :                 | Oui       | Classe Ir                       |               |
| Marquage :                           | CE        | Code barres :                   | 3661040016030 |
| Garantie (mois) :                    | 24        | Code douanier :                 | 9018.9090     |
| Stérile :                            | Non       |                                 |               |
| MESURES                              | Unité nue | Unité emballée                  |               |
| Largeur unitaire (cm) :              | 7,0       | Largeur conditionnement (cm) :  |               |
| Longueur unitaire (cm) :             | 20,5      | Longueur conditionnement (cm) : |               |
| Hauteur unitaire (cm) :              | 0,5       | Hauteur conditionnement (cm) :  |               |
| Poids unitaire (kg) :                | 0,022     | Poids conditionnement (kg) :    | 0,022         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : |           |                                 |               |
| Température mini :                   | (N/A)     | Température maxi :              | (N/A)         |
| Humidité mini :                      | (N/A)     | Humidité maxi :                 | (N/A)         |



30/03/2022 15:37 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IDSOND08

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.